

Incura Handleiding (GGZ) ROM

- Classificatie: 4 – Openbaar -

Inleiding

Deze handleiding beschrijft de eenmalige activering van het ROM instrument en het gebruik van de ROM via een externe aanbieder, zoals QuestPro, Qualizorg of Embloom.

Na het doorlopen van deze handleiding is ROM ingesteld en kunt u vanuit iedere behandelafdeling bij de patiënt het ROM-scherm aanroepen.

Inhoud

1	ROM instellingen activeren	4
1.1	Instellingen door uzelf	4
1.2	De instelling die Incura voor u verricht.....	6
2	Gebruik van ROM-koppeling met Qualizorg of Embloom.....	7
3	ROM met QuestPro.....	8


1 ROM instellingen activeren

Om van ROM gebruik te kunnen maken, dient u eerst aan te geven voor welke ROM-aanbieder u kiest. U kunt kiezen uit QuestPro, Qualizorg of Embloom. U geeft bij die aanbieder aan een contract af te willen sluiten en u geeft aan dat u gebruik maakt van Incura als EPD.

Vanuit de ROM aanbieder ontvangen wij vervolgens een zogenaamde 'ROM-sleutel/ROM-key'. Deze verwerken wij voor u in Incura. Alleen de key van QuestPro kunt u eventueel zelf in uw praktijkinstellingen registreren. U bent er verder zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie bij Incura terecht komt. Verifieert u daarom bij uw aanbieder of zij de ROM-sleutel al aan u of aan Incura hebben toegestuurd.

1.1 Instellingen door uzelf

De instellingen van de door u gekozen ROM-aanbieder, doet u zelf vanuit het Dashboard via **Instellingen > Praktijkinstellingen** en dubbelklik op de praktijk (zie **figuur 1**).



Figuur 1: Praktijkinstellingen

De instellingen doet u op het tabblad 'ROM' (zie **figuur 2**).



Figuur 2: Praktijkinstellingen – tabblad ROM

De instellingen worden getoond als in **figuur 3**. Klik op de knop 'Wijzigen' en vink vervolgens één van de mogelijkheden aan.

Met opmerkingen [DG1]: (NB kun je ook meerdere opties selecteren? Questpro en Embloom bijvoorbeeld?)

Praktijkinstellingen - HCI (GGZ)

← Terug **Wijzigen** Bewaren Annuleren

Algemeen Boekhouding Facturering Certificaten Aanleveringen Patiëntenportaal **ROM / E-Health** E-mail/SMS

Routine Outcome Monitoring

☐ Geen ROM gebruiken
☐ QuestPro
☐ Qualizorg
☐ Embloom

Figuur 3: keuze voor gebruik van type ROM koppeling

Indien u kiest voor Qualizorg verschijnt er een extra deelvenster voor aanvullende instellingen (zie **figuur 4**).

Praktijkinstellingen - Praktijk

← Terug Wijzigen Bewaren Annuleren

Algemeen Facturering Vecozo Certificaten Aanleveringen Patiëntenportaal **ROM** E-mail/SMS

Routine Outcome Monitoring

☐ Geen ROM gebruiken
☒ Qualizorg
☐ Embloom
☐ Incura

LET OP: Alvorens u Qualizorg kunt gebruiken dient u eerst een Qualizorg key code aan te vragen bij Qualizorg zelf.

Qualizorg instellingen

Instellingscode

URL

Figuur 4: ROM-opties

Achter 'Instellingscode' vult u vervolgens de instellingscode in, die u samen met de *key code* ontvangt van Qualizorg. Op de onderste regel wordt de juiste URL al voor u ingevuld (zie **figuur 5**). Met dit webadres wordt automatisch verbinding gemaakt wanneer u vanuit Incura van ROM gebruik maakt.

Qualizorg instellingen

Instellingscode

URL

Figuur 5: ingevulde ROM-opties

Klik op de knop 'Bewaren' en de instellingen zijn opgeslagen.

Keuze Embloom of QuestPro

Bij de keuze Embloom of QuestPro komen geen andere opties beschikbaar en kunt u gelijk op de knop 'Bewaren' klikken om de instellingen op te slaan (zie **figuur 6**).

Praktijkinstellingen - Praktijk

← Terug
✎ Wijzigen
💾 Bewaren
✕ Annuleren

Algemeen
Facturering
Vecozo Certificaten
Aanleveringen
Patientenportaal
ROM

Routine Outcome Monitoring

☐ Geen ROM gebruiken
☐ Qualizorg
☒ Embloom
☐ Incura

LET OP: Alvorens u Embloom kunt gebruiken dient u eerst een secret code aan te vragen bij Embloom zelf.

Figuur 6: keuze Embloom

1.2 De instelling die Incura voor u verricht

Om gebruik te kunnen maken van ROM heeft u van de ROM-aanbieder waar u voor heeft gekozen (externe aanbieder) een 'sleutel' ontvangen.

- In het geval van Qualizorg heet dit een 'ROM key'. NB: daarnaast ontvangt u van Qualizorg een instellingscode.
- In het geval van Embloom heet dit een 'Secret code' of 'SSO'.
- In het geval van QuestPro heet dit een 'Token'.

Deze sleutel dient in Incura verwerkt te zijn om de koppeling met het betreffende ROM-portaal tot stand te kunnen brengen.

Het is belangrijk te beseffen dat u zelf bij de door u gekozen ROM aanbieder aangeeft een contract aan te willen gaan en dat u zelf de 'sleutel' aanvraagt. De ROM aanbieder zal op uw aanvraag de sleutel aan Incura doorsturen met het verzoek deze voor u in het programma te verwerken.


Let op: Incura kan uw sleutel pas voor u verwerken nadat de stappen uit **paragraaf 1.1** volledig zijn doorlopen.

2 Gebruik van ROM-koppeling met Qualizorg of Embloom

Zodra de gegevens zijn ingevuld zoals beschreven in hoofdstuk 1, wordt ROM beschikbaar in het patiëntdossier.


Wanneer u in het patiëntdossier een behandelingsperiode aanklikt, dan wordt daar nu de knop 'ROM'

of de knop 'Embloom' getoond in de knoppenbalk (zie **figuur 7**).



Figuur 7: knop ROM op behandelingsperiode

Door op één van deze twee knoppen te klikken wordt het ROM scherm geladen. In **figuur 8** ziet u hiervan een voorbeeld van de ROM-koppeling met Qualizorg.




Figuur 8: ROM scherm

De functionaliteit van de ROM-portalen van de externe ROM-aanbieders wordt in deze handleiding niet beschreven. Hiervoor kunt u terecht bij de externe ROM-aanbieders zelf.

3 ROM met QuestPro

Bij gebruik van QuestPro als ROM-leverancier is sprake van een verdere integratie in Incura.

In de behandelingsperiode worden de meetinstrumenten geregistreerd in het onderdeel 'Metingen'. Meetinstrumenten selecteert u u via **Patiëntdossier > Behandelingsperiode > Metingen**. Zie **figuur 9**.





The screenshot displays the 'QuestPro Instrumenten' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Dashboard', 'Nieuwe behandelingsperiode', 'Maak afspraak', 'Zoek in dossier', 'Dossiertoegang', 'Patiëntgegevens', 'Persoonsgegevens', 'Verzekeringen', 'Trajecten', 'Overeenkomsten', 'online aanmelding', 'Zorgpad', 'Behandelingsjournaal', 'Formulieren', 'Zorgvraaghyperijs', 'MyMindspace', 'Metingen', 'Incura Instrumenten', 'QuestPro Instrumenten', 'Correspondentie', 'Bestanden', 'Logboek', and 'Overzichten'. The main area shows a table titled 'QuestPro Instrumenten' with columns: 'Rapportage', 'Label', 'Ingepland op', 'Normgroep', 'Respondent', 'Soort meting', 'Status', and 'Voltooid op'. Below this is a section for 'Scorerapportages' with a 'Downloaden' button and a table with columns 'Omschrijving', 'Bestandsnaam', and 'Tijdstip toegevoegd'.

Figuur 9: onderdeel 'Metingen' in behandelingsperiode

Selecteren en verwerken meetinstrumenten

Om een meetinstrument aan een behandelingsperiode toe te voegen klikt u in het scherm uit **figuur 9** op de knop 'Nieuw'. De pop-up uit figuur 10 verschijnt.

Selecteer QuestPro-meetinstrument		
<div>  Selecteer  Annuleren </div>		
Label	Omschrijving	Kosten
4DKL	De 4DKL is ontwikkeld naar aanleiding van onde	0,25 per afname
AQ-EN (Partner)	Measures symptoms indicative of an Autism Spe	0,37 per afname
AQ-EN (Self)	Measures symptoms indicative of an Autism Spe	0,37 per afname
AQ-NL (Partner)	Meet symptomen die indicatief zijn voor een Auti	0,37 per afname
AQ-NL (Zelf)	Meet symptomen die indicatief zijn voor een Auti	0,37 per afname
AVL	ADHD vragenlijst (18 vragen). Bedoeld voor het	3,94 per afname
BAT-NL (algemeen)	De BAT (algemeen) bestaat uit 23 vragen die bui	Geen licentiekosten
BAT-NL (werk)	De BAT bestaat uit 23 vragen die burn-out klacht	Geen licentiekosten
BDI-2-NL-R	Vragenlijst (21 vragen) voor kinderen/volwassen	3,95 per cliënt
BOI	Screeningsinstrument ter ondersteuning van triag	Geen licentiekosten
BSI	Multidimensionale klachtenlijst met 53 vragen ve	1,10 per cliënt
BSI-18	Multidimensionale klachtenlijst met 18 vragen ve	1,00 per cliënt
Burnouttest	Vragenlijst (25 vragen) die de belangrijkste burn-	Geen licentiekosten
CBCL 1,5-5	Gedragsvragenlijst/symptoominventarisatie uit h	1,40 per afname
CBCL 6-18	Gedragsvragenlijst/symptoominventarisatie uit h	1,40 per afname
CQi GGZ VZ AKWA	Deze vragenlijst meet ervaringen met de (ambuli	Geen licentiekosten
CQi GGZ VZ AKWA-EN	This questionnaire measures experiences with (c	Geen licentiekosten
DASS21	Vragenlijst om symptomen van depressie, angst	Geen licentiekosten
DASS42	Vragenlijst (42 vragen) om symptomen van depri	Geen licentiekosten
DIVA-5	Het vaststellen van de aanwezigheid van ADHD-	4,95 per afname
DSM-5 SR	DSM screener. Evaluatie van cliënten op 4 gebie	Geen licentiekosten
EQ (kinderen)	Vragenlijst voor het berekenen van het empathie	Geen licentiekosten
EQ (volwassenen)	Vragenlijst voor het berekenen van het empathie	Geen licentiekosten
FIT-60	Vragenlijst van 60 vragen om de flexibiliteit van e	Geen licentiekosten

Figuur 10: pop-up toevoegen meetinstrumenten

Klik op een item in de lijst en klik op 'Selecteer'. Vul de verplichte velden (met sterretje) en klik op 'Opslaan'. De vragenlijst wordt direct via e-mail aangeboden.